





# GriPS v 3.0

## ■ Mindestvoraussetzungen an die Hardware für das Arbeiten mit RECOM®-GriPS

Version 1

Stand:  
Juli 2005





Für den Betrieb und den Einsatz von RECOM®-GriPS werden bestimmte Anforderungen an die Hardware gestellt. RECOM®-GriPS ist unter den „mindestens“ aufgeführten Kriterien lauffähig. Für einen arbeitsfreundlichen und schnellen Betrieb des Systems empfiehlt RECOM jedoch die Anforderungen, die unter der Spalte „empfohlen“ aufgeführt werden.

## ■ 1 Einzelplatz-Version

Hardware	Mindestens	Empfohlen
Prozessor	1,0 GHz	2,0 GHz
Arbeitsspeicher	256 MB RAM	512 MB RAM
Festplattenplatz	500 MB	2 GB
Grafikkarte	64 MB, 1024x768 Pixel	128 MB, 1280x1024 Pixel

Software	Mindestens	Empfohlen
Betriebssystem	MS Windows 2000	MS Windows XP
Browser	MS Internet Explorer 6.0	
für Mikrostandards	Adobe Reader 7.0	

## ■ 2 Netzwerkversion (zusätzlich zur Einzelplatzversion)

Damit einzelne RECOM®-GriPS-Workstations (Clients) zentral auf einen verwalteten Datenbestand zugreifen können, wird ein Datenbankserver mit einem entsprechenden Datenbank-Management-System (DBMS) benötigt. RECOM®-GriPS unterstützt in der aktuellen Version DBMS Interbase, Informix und MSSQL.

Für die Workstations gelten die gleichen Anforderungen wie bei der Einzelplatz-Version. Folgende zusätzliche Systemanforderungen werden für die Netzwerk-Version benötigt:

Hardware	Mindestens	Empfohlen
Arbeitsspeicher	512 MB	1024 MB RAM (je nach Anzahl der Clients)
Festplattenplatz	1 GB	2 GB
Netzwerk	Ethernet (TCP/IP)	

Software	Mindestens	Empfohlen
DBMS	Interbase, Informix oder MSSQL	Interbase

## ■ 3 Online-Abzeichnung (zusätzlich zur Netzwerk-Version)

Für die Online-Abzeichnung wird empfohlen, mobile Workstations in Form von TabletPCs, Notebooks etc. einzurichten. Um eine Online-Abzeichnung direkt vor Ort am Bewohner/Patienten durchführen zu können, wird zusätzlich ein WLAN benötigt. Die Netzwerktopologie setzt voraus, dass eine Verbindung zum Datenbankserver zu jeder Zeit gegeben ist. Hierfür empfiehlt sich die Einrichtung eines zentralen Terminalservers, auf dem sowohl RECOM®-GriPS als auch die RECOM®-GriPS-Datenbank für die Endanwender zur Verfügung gestellt werden. Im Falle eines Verbindungsausfalls ist somit lediglich die Bildübertragung, nicht jedoch der eigentliche Pflegeabbildungsprozess betroffen.

## ■ 4 Zusätzliche Anforderungen

Ein Datenbackup sollte zum Schutz der erhobenen Daten regelmäßig durchgeführt werden. RECOM empfiehlt ein tägliches Datenbackup der RECOM®-GriPS-Datenbank. Die Implementierung einer Backup-Lösung hängt vom jeweiligen Zielsystem und gewählten DBMS ab und ist unabhängig von RECOM®-GriPS.

# Kontakt


RECOM GmbH & Co. KG

---



RECOM GmbH & Co. KG  
Industriestraße 3  
34308 Bad Emstal  
Deutschland

Telefon +49 (0)5624 9224-0  
Telefax +49 (0)5624 9224-18  
E-Mail: [info@recom-verlag.de](mailto:info@recom-verlag.de)



[www.recom-verlag.de](http://www.recom-verlag.de)

Knowledge  
for **Healthcare**  
is our Business

